



# КАТАЛОГ RU

Сентябрь 2021



## Дорогие партнеры,

Стоматологическая промышленность требует от зубных техников, стоматологов и ассистентов стоматологов точную, ответственную и творческую работу, с стремлением удовлетворить потребности пациентов как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения эстетики.

Поэтому, при быстро развивающейся отрасли, важно иметь надежного партнера, который предложит вам в период крупных корпораций, высококачественную продукцию, а также гибкость и быстрое реагирование.

Существующие и новые цифровые технологии требуют постоянного обучения пользователей, и только партнер, который, помимо производства и продаж, может предложить вам профессиональную поддержку и обеспечить постоянный рост и развитие в вашей работе.

Interdent d.o.o. - семейная компания, основанная в 1978 году. Это надежный и гибкий партнер, предлагающий своим пользователям высококачественные продукты классической и CAD / CAM-технологий, а также оперативную профессиональную поддержку.

Вместе мы сможем добиться большего.  
Команда Interdent



Администрация предприятия Interdent,  
Целье, Словения



Производство Interdent, Горни Град, Словения

## Фрезеровальный воск

Фрезеровальный воск применяется для моделирования коронок и мостов. Хорошо режется, не красится и сохраняет форму. Идеальный для фрезерной техники.


|            |         |      |
|------------|---------|------|
| REF 240-30 | Зеленый | 30 г |
| REF 240-70 | Зеленый | 70 г |



## Набор гнатологических восков

Набор 4 восков различных цветов для гнатологического моделирования.

REF 200



## Окклюзионный воск

Идеальный для рационального и эстетического моделирования поверхностей. Непрозрачный, отлично наносится, не склеивается и не размазывается, выгорает без остатка. Используется также во фрезерной технике.

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| REF 282-30 | Бирюзовый  | 30 г |
| REF 282-70 | Бирюзовый  | 70 г |
| REF 284-30 | Серо-синий | 30 г |
| REF 284-70 | Серо-синий | 70 г |



## Универсальный воск

Универсальный воск - высококачественный воск, изготовленный из микровосков и растительных восков, серого цвета. Применяется в технике моделирования; благодаря густой консистенции возможно нанесение шпателем, а в технике скобления поверхность становится блестящей и гладкой. Подходит для фрезерования, т.к. не прилипает к фрезе, а выполненный уступ полностью гладкий. Воск твердый и пластичный, благодаря чему обеспечивается высококачественная точная работа.

|            |       |      |
|------------|-------|------|
| REF 195-30 | Серый | 30 г |
| REF 195-70 | Серый | 70 г |



## Выблокировочный воск »Block Out«

Воск для поднутрений и для анализа модели при изготовлении бюгельного протеза. Высокая температура плавления 86 °С обеспечивает использование его с дублировочными материалами многократного применения.

|            |                |      |
|------------|----------------|------|
| REF 186-30 | Красно-розовый | 30 г |
|------------|----------------|------|



## Полуфабрикаты из воска

Комплект включает 54 различные формы по 5 штук.

Изготовлены из синего воска.

Отдельные упаковки содержат 20 шт.

Форма - для заказа отдельных форм использовать блок для заявок!

**REF 248** Восковые промежулки, используемые в технике обжига керамики

**REF 248 - Ф** форма Отдельные упаковки



|   | 17/16 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 26/27 | prem  |   |
|---|-------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|---|
| C |       |    |    |    |    |    |    |       |       | C |
| B |       |    |    |    |    |    |    |       |       | B |
| A |       |    |    |    |    |    |    |       |       | A |
| A |       |    |    |    |    |    |    |       |       | A |
| B |       |    |    |    |    |    |    |       |       | B |
| C |       |    |    |    |    |    |    |       |       | C |
|   | 47/46 | 45 | 44 | 43 | 33 | 34 | 35 | 36/37 | front |   |

## Полуфабрикаты из воска

Для изготовления однокомпонентных литых конструкций с малыми корректировками и подгонки к окклюзионным поверхностям антагонистов. Обеспечивают эргономичную работу при изготовлении конструкций для мостов с пластмассовым покрытием.

**REF 244** Восковые заготовки для каркасов под фасетки 120 шт


**REF 245** Восковые заготовки для коронок под фасетки 120 шт





## Окантовочный воск

Окантовочный воск применяется с целью обеспечения клапанной зоны в съемном протезировании. Путем адаптации окантовочного воска на оттискную ложку осуществляется полная передача клапанной зоны из оттиска на модель. Уже при комнатной температуре становится эластичным, используется без предварительного нагревания.



REF 185

Упаковка 15 шт.



## Ретенционные перлы

Диаметр 0,4 и 0,6 мм.

Используются при облицовках пластмассой. При нанесении перл важно, чтобы клей наносился на поверхность тонким слоем. Перлы должны прикрепляться к поверхности и не погружаться в клей. Ретенционные перлы наносятся моделировочным инструментом.

|         |                            |       |
|---------|----------------------------|-------|
| REF 371 | Ретенционные перлы 0,40 мм | 15 г  |
| REF 372 | Клей для ретенционных перл | 10 мл |
| REF 373 | Разбавитель для клея       | 10 мл |



## Восковая проволока на катушке

Эластичная и стабильная восковая проволока для литников, применяется при изготовлении коронок, мостов и бюгельных протезов. Изготавливается двух различных твердостей.



| СРЕДНЯЯ (СИНЯЯ) |        |       | ТВЕРДАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) |  |  |
|-----------------|--------|-------|-------------------|--|--|
| REF 252         | 2,5 мм | 250 г | REF 292           |  |  |
| REF 253         | 3,0 мм | 250 г | REF 293           |  |  |
| REF 254         | 3,5 мм | 250 г | REF 294           |  |  |
| REF 255         | 4,0 мм | 250 г | REF 295           |  |  |
| REF 256         | 4,5 мм | 250 г | REF 296           |  |  |
| REF 257         | 5,0 мм | 250 г | REF 297           |  |  |



## Подкладочный воск

Подкладочный воск прозрачный, хорошо моделируется и припасовывается. Используется при изготовлении модельного литья перед дублированием модели.

**Цвет:** прозрачно-розовый

**Размеры:** 120x80 мм




|         |                           |        |            |
|---------|---------------------------|--------|------------|
| REF 239 | Подкладочный воск мягкий  | 0,6 мм | 15 пластин |
| REF 290 | Подкладочный воск мягкий  | 0,7 мм | 15 пластин |
| REF 242 | Подкладочный воск твердый | 0,6 мм | 15 пластин |



## Восковые пластины

Размеры пластинок 125 x 75 мм

|         |                                   |         |       |
|---------|-----------------------------------|---------|-------|
| REF 234 | Восковые пластины, рифленные      | 0,35 мм | 15 шт |
| REF 235 | Восковые пластины, рифленные      | 0,40 мм | 15 шт |
| REF 236 | Восковые пластины, рифленные      | 0,45 мм | 15 шт |
| REF 237 | Восковые пластины, рифленные      | 0,50 мм | 15 шт |
| REF 238 | Восковые пластины, рифленные      | 0,60 мм | 15 шт |
| REF 225 | Восковые пластины гладкие, мягкие | 0,25 мм | 15 шт |
| REF 226 | Восковые пластины гладкие, мягкие | 0,30 мм | 15 шт |
| REF 227 | Восковые пластины гладкие, мягкие | 0,40 мм | 15 шт |
| REF 228 | Восковые пластины гладкие, мягкие | 0,50 мм | 15 шт |
| REF 229 | Восковые пластины гладкие, мягкие | 0,60 мм | 15 шт |



## Восковые стержни, профили

Разнообразие восковых стержней различной толщины и формы всегда гарантирует правильный выбор. Оптимальная смесь различных восков обеспечивает стабильную форму и облегчает работу в зуботехнической лаборатории.

Предлагаются два качества: средне-твёрдая - синяя, твердая - зелёная. При заказе твёрдого качества к номеру REF добавить букву "Н". Например: REF0201H





|         |   |        |      |
|---------|---|--------|------|
| REF 201 | · | 0,7 мм | 25 г |
| REF 202 | · | 0,8 мм | 25 г |
| REF 203 | · | 0,9 мм | 25 г |
| REF 204 | · | 1,0 мм | 35 г |
| REF 205 | · | 1,1 мм | 35 г |
| REF 206 | · | 1,2 мм | 35 г |
| REF 207 | · | 1,3 мм | 35 г |
| REF 208 | · | 1,5 мм | 50 г |
| REF 209 | · | 2,0 мм | 50 г |
| REF 210 | · | 2,5 мм | 70 г |
| REF 211 | ● | 3,0 мм | 75 г |
| REF 212 | ● | 3,5 мм | 80 г |
| REF 213 | ● | 4,0 мм | 95 г |
| REF 214 | ● | 4,5 мм | 95 г |
| REF 215 | ● | 5,0 мм | 95 г |

|         |   |              |      |
|---------|---|--------------|------|
| REF 216 | D | 1,8 мм       | 50 г |
| REF 217 | D | 2,2 мм       | 50 г |
| REF 218 | D | 3,0 мм       | 70 г |
| REF 219 | D | 3,5 мм       | 70 г |
| REF 220 | D | 4,0 мм       | 70 г |
| REF 221 | D | 1,8 x 1,3 мм | 25 г |
| REF 222 | ∇ | 4 x 1,75 мм  | 65 г |
| REF 223 | ∇ | 4,1 x 2,1 мм | 65 г |
| REF 224 | U | 6,5 x 2,5 мм | 70 г |

## Полуфабрикаты из воска

Восковая ретенция - сеточка. Ретенция для применения в верхней части Co-Cr протезов.

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| REF 744 | Диагонально-решетчатая | 10 шт |
| REF 745 | Кругло-решетчатая      | 20 шт |



744


745



## Полуфабрикаты из воска

Восковые заготовки. Различные формы предварительно отформованных восковых ретенций для использования при изготовлении частичных протезов из Co-Cr.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| REF 740                        | Для премоляров |
| REF 741                        | Волнуhard      |
| REF 742                        | Изогнутые      |
| REF 743                        | Молярные       |
| Упаковка 10x20 = 200 кламмеров |                |




740



741



742



743

## Полуфабрикаты из воска


Восковая ретенция обеспечивает надежную ретенцию в пластмассе.

|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| REF 746 | Овальные | 25 шт |
| REF 747 | Круглые  | 25 шт |



747

746



## Восковые пластины

Воск пластинчатый розовый. Для моделирования оснований протезов и прикусных валиков. Эластичный и стабильный, без усадки, вызываемой температурой.

|          |  |                      |
|----------|--|----------------------|
| REF 231  | толщина 1,5 мм   | 300 г                |
| REF 2311 | толщина 1,2 мм   | 300 г                |
| REF 2312 | толщина 1,5 мм   | 500 г                |
| REF 2313 | толщина 1,2 мм   | 500 г                |
| REF 187  | толщина 1,5 мм   | 500 г экстра твердый |
| REF 250  | восковая проволока, круглая, розовая, Ø 5 мм для установки литевых и отводных каналов в системе впрыскивания пластмассы (IVO-CAP SYSTEM) |                      |



CE





## Клейкий воск

Выпускается в виде блоков или палочек. Обладает высоким клеящим свойством, не смазывается. Предназначен для временной фиксации металлических частей, пластмассы и гипса.

|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| REF 239-70 | Клейкий воск, блок    | 70 г  |
| REF 2391   | Клейкий воск, палочки | 100 г |



## Базисные пластины

Изготовлены из шеллака, не деформируются, хорошо формируются на гипсовой модели.

|          |        |                        |
|----------|--------|------------------------|
| REF 708  | серые  | (8 верхних, 4 нижних)  |
| REF 7083 | серые  | 100 шт верхних         |
| REF 7084 | серые  | 100 шт нижних          |
| REF 710  | нижних | (8 верхних, 4 spodnje) |
| REF 7085 | нижних | 100 шт верхних         |
| REF 7086 | нижних | 100 шт нижних          |



## Восковые валики прямые, изогнутые

|         |                    |         |        |
|---------|--------------------|---------|--------|
| REF 262 | изогнутые, средние | розовые | 50 шт  |
| REF 260 | изогнутые, мягкие  | розовые | 50 шт  |
| REF 274 | изогнутые, мягкие  | желтые  | 50 шт  |
| REF 261 | прямые, средние    | розовые | 50 шт  |
| REF 259 | прямые, мягкие     | розовые | 50 шт  |
| REF 275 | прямые, мягкие     | желтые  | 50 шт  |
| REF 266 | изогнутые, средние | розовые | 100 шт |
| REF 267 | изогнутые, мягкие  | розовые | 100 шт |
| REF 276 | изогнутые, мягкие  | желтые  | 100 шт |
| REF 270 | прямые, средние    | розовые | 100 шт |
| REF 271 | прямые, мягкие     | розовые | 100 шт |
| REF 277 | прямые, мягкие     | желтые  | 100 шт |

